



D50A20

FICHA TÉCNICA

REGISTRO: NSOC72712-16CO



Estimulador de la regeneración tisular facial. Atenúa líneas de expresión, recomendado para pacientes con envejecimiento facial pronunciado. Produce un efecto reafirmante que ayuda con la contractibilidad y firmeza de la piel. Es una solución transparente e incolora.

ACCIÓN COSMÉTICA

- Regenerador facial.
- Produce efecto reafirmante.
- Produce firmeza en la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS

- Elastina
- Cloruro de sodio
- Colágeno
- DMAE

PRESENTACIÓN COMERCIAL

- Vial x 20ml
- Caja 5 viales x 10ml

MODO DE EMPLEO

Retirar células muertas y aplicar sobre la piel dosis mínimas, la técnica debe ser según el criterio del profesional y procedimiento a realizar. Se recomienda trabajar este producto en ionización, mesoterapia virtual y con centrifuga.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No aplicar en tejidos mucosos, lesionados, irritados o inflamados. Se debe mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su uso en pacientes con infecciones recientes o en curso.

Consérvese en envases cerrados, debe estar protegido de la luz a una temperatura entre 2-25°C. Evitar frío o calor excesivo o cambios bruscos de temperatura.

Su vida útil es de 2 años después de su fabricación

Producto elaborado para VASAM RUSSIAN BUSINESS GROUP