



## MULTINETH

### FICHA TÉCNICA

REGISTRO: NSOC72712-16CO



Complejo con vitaminas esenciales para el funcionamiento enzimático, metaboliza proteínas y aminoácidos en el tejido celular subcutáneo. Ayuda con el mantenimiento de tono en el tejido. Es una solución líquida, transparente e incolora.

#### ACCIÓN COSMÉTICA

- Ayuda con el tono del tejido.
- Beneficia el tejido celular.

#### PRINCIPIOS ACTIVOS

- Cloruro de sodio
- Oligoelementos
- Coenzima q10
- Ácido ascórbico
- Cobalamina
- Piridoxina

#### PRESENTACIÓN COMERCIAL

- Vial x 20ml

#### MODO DE EMPLEO

Retirar células muertas y aplicar sobre la piel dosis mínimas, la técnica debe ser según el criterio del profesional y procedimiento a realizar. Se recomienda trabajar este producto en ionización, mesoterapia virtual y con centrifuga.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No aplicar en tejidos mucosos, lesionados, irritados o inflamados. Se debe mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su uso en pacientes con infecciones recientes o en curso.

Consérvese en envases cerrados, debe estar protegido de la luz a una temperatura entre 2-25°C. Evitar frío o calor excesivo o cambios bruscos de temperatura.

Su vida útil es de 2 años después de su fabricación

Producto elaborado para VASAM RUSSIAN BUSINESS GROUP