



REAFIR FACE

FICHA TÉCNICA

REGISTRO: NSOC71580-16CO



Solución tonificante que contribuye con el mantenimiento de la arquitectura y elasticidad tisular facial. Protege el tejido conectivo, también posee efecto antioxidante que ayuda a estimular la síntesis de colágeno y elastina. Es una solución transparente e incolora.

ACCIÓN COSMÉTICA

- Ayuda con la elasticidad.
- Contribuye con la síntesis del colágeno.

PRINCIPIOS ACTIVOS

- Vitamina c
- Silicio
- Cloruro sódico

PRESENTACIÓN COMERCIAL

- Vial x 20ml

MODO DE EMPLEO

Retirar células muertas y aplicar sobre la piel dosis mínimas, la técnica debe ser según el criterio del profesional y procedimiento a realizar. Se recomienda trabajar este producto en ionización, mesoterapia virtual y con centrifuga.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No aplicar en tejidos mucosos, lesionados, irritados o inflamados. Se debe mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su uso en pacientes con infecciones recientes o en curso.

Consérvese en envases cerrados, debe estar protegido de la luz a una temperatura entre 2-25°C. Evitar frío o calor excesivo o cambios bruscos de temperatura.

Su vida útil es de 2 años después de su fabricación

Producto elaborado para VASAM RUSSIAN BUSINESS GROUP