



GEL CONDUCTOR

FICHA TÉCNICA N°0013

NOMBRE: Gel profesional Conductor
REGISTRO: NSOC08701-21CO
PRESENTACIÓN: 250,500,1000 y
3800g

Satori 
La Evolución de la Belleza

Gel traslucido con pH neutro

PROPIEDADES

Gel traslucido de pH neutro, contiene glicerina aportando facilidad en el deslizamiento de las piezas de manos de los equipos sobre el cuerpo.

Ayuda en el cuidado de las piezas metálicas y la disminución de agentes que puedan agredir las superficies de los mismos.

PRINCIPIOS ACTIVOS

- Centella Asiática: Ayuda a restaurar y normalizar la piel, previene las estrías y celulitis.
- Manzanilla: Antiinflamatorio, antiespasmódico, antiséptico, epitelizante.
- Equiseto: Favorece la elasticidad de la piel.
- Alantoina: promueve la regeneración celular.

INSTRUCCIONES DE USO

En la zona previamente Limpia aplico una cantidad suficiente de gel y luego aplico la aparatología requerida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Solo para uso externo.
- Evite el contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de irritación suspenda su uso.

EFFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO

Consistencia para base de mezcla de otras sustancias y penetrarlo con la capacidad electro estética de los equipos.

EQUIPOS

Cavitación, ultrasonido, termoterapia, electro estimulación, corrientes rusas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Medio para la aplicación de corrientes estéticas y aparatología.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de temperatura y humedad.

Producto elaborado para SUPRALAB S.A.S, Medellín - Colombia